



CHARIOTS D'ASPIRATION

ASPIRATION
CHARIOTS D'ASPIRATION



**TECHNOLOGIE
MÉDICALE**



CHARIOTS D'ASPIRATION

Les chariots d'aspiration permettent de réunir sur un support mobile (portatif ou roulant) les différents éléments qui composent l'ensemble d'aspiration (dispositifs d'aspiration, bouches de recueil, porte-sondes).

CHARIOTS KITS :

Support portatif en métal chromé à poser au sol ou à suspendre au rail au moyen d'une griffe universelle TM en polycarbonate.

Dimensions : hauteur 370 mm x largeur 320 mm x profondeur 140 mm.

AT10326 : Chariot kit nu (sans accessoires).

Configuration standard :

- ▶ 1 régulateur de vide RVTM2,
- ▶ 1 liaison de 2 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- ▶ 1 bocal 2 l complet en polysulfone avec couvercle pression silicone,
- ▶ 1 bocal 2 l seul en polysulfone,
- ▶ 1 longueur de 3 m de tuyau silicone 7x13 mm + stop-vide à usage unique.



AT10265 : Avec 1 RVTM2 0-1000 mbar

CHARIOTS PORTATIFS :

Support portatif en acier rilsanisé bleu avec 2 pieds (à l'avant) + 2 roulettes (à l'arrière).

Dimensions : hauteur 750 mm x largeur 400 mm x profondeur 270 mm.

AT11943 : Chariot portatif nu (sans accessoires).

Configurations standard :

- ▶ 1 régulateur de vide RVTM2,
- ▶ 1 liaison de 2 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- ▶ 1 bocal 2 l complet en polysulfone avec couvercle pression silicone,
- ▶ 1 bocal 2 l seul en polysulfone,
- ▶ 1 longueur de 3 m de tuyau silicone 7x13 mm + stop-vide à usage unique.



AT10235 : Avec 1 RVTM2 0-1000 mbar

AT10237 : Avec 1 RVTM2 0- 600 mbar

AT10239 : Avec 1 RVTM2 0- 250 mbar



- ▶ 1 distribution centralisée avec 2 sorties de vide direct,
- ▶ 1 liaison de 2 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- ▶ 2 bouches 4 l complets en polysulfone avec couvercles à pression + paniers métal,
- ▶ 2 longueurs de 3 m de tuyau en silicone 8x14 mm + stop-vide à usage unique.

AT10242

Toute autre configuration disponible sur demande.
Veuillez nous consulter.

CHARIOTS MOBILES :

Support en métal chromé avec pied étoile à 5 branches avec roulettes pivotantes (2 avec freins).

Dimensions : hauteur 1140 mm x largeur 500 mm x profondeur 500 mm.

AT10215 : Chariot mobile nu (sans accessoires).

Version simple

- ▶ 1 régulateur de vide RVTM2,
- ▶ 1 liaison de 3 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- ▶ 1 bocal 2 l complet en polysulfone avec couvercle pression silicone,
- ▶ 1 bocal 2 l seul en polysulfone,
- ▶ 1 longueur de 3 m de tuyau silicone 7x13 mm + stop-vide à usage unique,
- ▶ 1 porte-sondes 2 tubes 40 cm.

AT10219



Version double

- ▶ 1 régulateur de vide double RVTM2,
- ▶ 1 liaison de 3 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- ▶ 2 bocaux 2 l complets en polysulfone avec couvercles pression silicone,
- ▶ 2 longueurs de 3 m de tuyau en silicone 7x13 mm + stop-vide à usage unique,
- ▶ 1 porte-sondes 2 tubes 40 cm.

| | |
|---------|--|
| AT10219 | Avec 1 RVTM2 0-1000 mbar |
| AT10220 | Avec 1 RVTM2 0-600 mbar |
| AT10231 | Avec 1 RVTM2 0-250 mbar |
| AT10221 | Avec 1 RVTM2 double 1000/1000 mbar |
| AT10223 | Avec 1 RVTM2 double 600/600 mbar |
| AT10224 | Avec 1 RVTM2 double 1000/600 mbar |
| AT10225 | Avec 1 RVTM2 double 1000/250 mbar |
| AT11852 | Switch : Accessoire permettant de passer d'un bocal de recueil à l'autre sans interrompre l'aspiration. <u>A utiliser sur les chariots mobiles composés d'un RVTM2 et de 2 bocaux d'aspiration avec couvercles.</u> |



AT10229

- ▶ 1 distribution centralisée avec 2 sorties de vide direct,
- ▶ 1 liaison de 3 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- ▶ 2 bocaux 4 l complets en polysulfone avec couvercles pression + paniers métal,
- ▶ 2 longueurs de 3 m de tuyau en silicone 8x14 mm + stop-vide à usage unique,
- ▶ 1 porte-sondes 2 tubes 40 cm.

Nous consulter.

Possibilité d'adapter sur nos chariots mobiles des rails afin d'y fixer divers paniers de stockage (pour cathéters, gants,...)



Toute autre configuration disponible sur demande.
Veuillez nous consulter.